

Baño seco
HB120-S



El baño seco HB120-S de DLAB proporciona un amplio rango de temperatura, hasta 120°C. Su función de temporizador y sus diferentes opciones de bloques lo hacen ideal para cualquier laboratorio que requiera calentar sus muestras, además su característica de protección contra sobrecalentamiento y su tapa protectora brindan seguridad al trabajar.

Ventajas para el usuario	Características
Control de temperatura con alta precisión	Temperatura hasta 120°C, la tapa disminuye evaporación de las muestras
Temporizador	Desde 1 min a 99h59min
Mayor seguridad	Protección de sobrecalentamiento, control de display digital
Amplio rango de bloques	7 tipos de bloques disponibles desde 0,2 mL hasta 50 mL

Especificaciones	HB120-S
Función	Calentamiento
Rango de temperatura	Temperatura ambiente – 120°C
Precisión control de temperatura	± 0.5°C
Uniformidad de temperatura	± 0.5°C
Rango de calentamiento máximo	5.5°C/min
Temporizador	1min-99h59min
Pantalla	LED

Protección de exceso de temperatura	140°C
Material del bloque de temperatura	Aluminio
Voltaje, frecuencia	100-120V/220-240V, 50Hz/60Hz
Fuente de poder	610W
Dimensiones [WxDxH]	95x150x50mm
Peso	3kg

Accesorios de HB120-S

Cat. No.	Descripción
18900218	Bloque de calentamiento, uso para tubos 0.2ml, 54 pozos
18900219	Bloque de calentamiento, uso para tubos 0.5ml, 40 pozos
18900253	Bloque de calentamiento, uso para tubos 1.5ml, 40 pozos
18900220	Bloque de calentamiento, uso para tubos 2ml, 40 pozos
18900221	Bloque de calentamiento, uso para tubos 5/15ml, 28 pozos
18900222	Bloque de calentamiento, uso para tubos 50ml, 8 pozos
18900223	Bloque de calentamiento, uso para microplaca 96/384
18900224	Bloque de calentamiento, uso para tubos 0.2ml, 0.5ml y 1.5/2ml, 18 pozos
18900274	Bloque de calentamiento, uso para tubos 0.2ml, 54 pozos (delgado)
18900275	Bloque de calentamiento, uso para tubos 0.5ml, 40 pozos (delgado)
18900276	Bloque de calentamiento, uso para tubos 1.5ml, 40 pozos (delgado)
18900277	Bloque de calentamiento, uso para tubos 2ml, 40 pozos (delgado)
18900279	Bloque de calentamiento, uso para microplaca 96/384 (delgado)
18900278	Bloque de calentamiento, uso para tubos 0.2ml, 0.5ml y 1.5/2ml, 18 pozos (delgado)

Información de compra

Cat. No.	Descripción
5032101200	Baño seco con pantalla digital LED, incluye un bloque de calentamiento a elegir