

Agitador magnético ultra-compacto FlatSpin

El agitador magnético FlatSpin de DLAB cuenta con un diseño ultra compacta facilitando su almacenamiento y permitiendo mayor ahorro de espacio en la mesa de trabajo. Además, cuenta con excelentes características que le permiten tener un gran funcionamiento, como la rotación inversa automática para una agitación más uniforme, su cubierta de PET para una excelente resistencia química y con un trabajo ultra silenciosos y libre de vibraciones.



Ventajas para el usuario	Características
Ocupa poco espacio en la mesa de trabajo	Diseño ultra delgado, incluso facilita la agitación durante el uso de botellas dispensadoras
Rotación inversa intercambiable	Rotación a la derecha y a la izquierda para una mezcla uniforme
Ultra silencioso y libre de vibraciones	Sin motor con trabajo de hasta 800 mL

Especificaciones	
Dimensiones de trabajo [WxD]	90 mm
Material de placa	PET
Tipo de motor	Motor DC
Fuente de poder	5W
Voltaje	100-120/200-240V, 50/60Hz
Posiciones de agitación	1
Capacidad máxima para agitación	0.8 L
Tamaño de barra magnético máximo [largo]	40mm
Rango de velocidad	15 - 1500rpm
Configuración de velocidad	Por botones
Protección clase	IP65
Dimensiones [WxDxH]	175x120x15mm
Peso	0.3kg

Información de compra

Cat. No.	Modelo	Descripción
8030184000	FlatSpin	Agitador magnético compacto ultra delgado con velocidad de 15 hasta 1500 rpm y cubierta con resistencia química