

## Agitadores Orbitales

SK-O180-Pro/SK-O330-Pro/SK-O180-E/SK-O180-S

Los agitadores lineales de DLAB son ideales para casi cualquier tipo de frasco, desde matraces tipo erlenmeyer hasta placas petri y microplacas. Con diferentes modelos para distintas capacidades de carga, una pantalla LCD que muestra los parámetros de velocidad y temperatura, detección de exceso de velocidad y un motor con amplia vida útil.



Ventajas para el usuario	Características
Diferentes opciones de carga de trabajo	Modelos con diferente capacidad, 7.5 kg 3 kg o 2 kg
Amplia gama de accesorios para diferentes aplicaciones	Plataformas para diferentes tipos de frascos: matraz erlenmeyer de diferente tamaño, cajas petri, microplacas, tubos tipo falcon, etc
Amplia pantalla LCD	Pantalla que permite visualizar el tiempo y velocidad de agitación
Trabajo sin atención	Función de temporizador que permite elegir el tiempo de trabajo sin necesidad de estar revisando el equipo
Modelo económico	Agitadores con precios accesibles y mismo rendimiento



<b>Especificaciones</b>	<b>SK-O330-Pro</b>	<b>SK-O180-Pro</b>
Diámetro orbital	10mm	4mm
Capacidad de carga máxima (con plataforma)	7.5kg	2.5kg
Tipo de motor	Motor DC sin escobillas	Motor DC sin escobillas
Potencia de motor	28W	28W
Rendimiento de motor	15W	15W
Rango de velocidad	100-500rpm	100-800rpm
Velocidad en pantalla	LCD	LCD
Temporizador en pantalla	LCD	LCD
Rango de temporizador programable	1min-19h59min	1min-19h59min
Voltaje	100-240V, 50/60Hz	100-240V, 50/60Hz
Fuente de poder	30W	30W
Peso	13.5kg	8.1kg
Temperatura y humedad permisible	5-40°C, 80%	5-40°C, 80%
Dimensiones	370x420x100mm	300x340x100mm
Tipo de protección	IP21	IP21
Conector de datos	RS-232	RS-232



Especificaciones	SK-O180-E	SK-O180-S
Diámetro orbital	20mm	20mm
Capacidad de carga máxima (con plataforma)	3kg	3kg
Tipo de motor	Motor DC	Motor DC
Potencia de motor	16W	16W
Rendimiento de motor	10W	10W
Rango de velocidad	0-200rpm	40-200rpm
Velocidad en pantalla	-	LED
Temporizador en pantalla	-	LED
Rango de temporizador programable	-	1min-19h59min
Voltaje	100-240V, 50/60Hz	100-240V, 50/60Hz
Fuente de poder	30W	30W
Peso	3.1kg	3.1kg
Temperatura y humedad permisible	5-40°C, 80%	5-40°C, 80%
Dimensiones	270x330x110mm	270x330x110mm
Tipo de protección	IP21	IP21
Conector de datos	-	-

Accesorios para **SK-O180-Pro/SK-O330-Pro/SK-O180-E/SK-O180-S**

Cat. No.	Modelo	Descripción
18900027	SK330.1	Plataforma universal con 4 barras
18900028	SK330.2	Plataforma universal para abrazaderas fijas
18900040	SK330.3	Plataforma para rodillos longitudinales
18900155	SK330.5	Plataforma para placas con base antideslizante y cuerdas fijas (8)
18900036	-	Barra negra para plataforma universal SK330.1
18900025	SK180.1	Plataforma universal con 3 barras
18900026	SK180.2	Plataforma universal para abrazaderas fijas
18900038	SK180.3	Plataforma para rodillos longitudinales
18900185	SK180.4	Plataforma para placas con base antideslizante
18900200	SK180.5	Plataforma para placas con base antideslizante, de 200*300mm
18900326	SK180.6	Plataforma para placas con base antideslizante, de 280*280mm
18900037	-	Barra negra para plataforma universal SK180.1
18900029	SK180.2.1/SK330.2.1	Abrazadera fija para frasco de volumen 25ml
18900030	SK180.2.2/SK330.2.2	Abrazadera fija para frasco de volumen 50ml
18900031	SK180.2.3/SK330.2.3	Abrazadera fija para frasco de volumen 100ml
18900032	SK180.2.4/SK330.2.4	Abrazadera fija para frasco de volumen 200/250ml
18900033	SK180.1.5/SK330.2.5	Abrazadera fija para frasco de volumen 500ml
18900280		Soportes de conexión para doble plataforma 1 pieza por paquete

Información de compra

Cat. No.	Modelo	Descripción
8032220100	SK-O330-Pro	Agitador orbital digital LCD, con capacidad de 7.5 kg, incluye plataforma modelo SK330.1 (empacada por separado)
8032210100	SK-O180-Pro	Agitador orbital digital LCD, con capacidad de 2.5 kg, incluye plataforma modelo SK180.1 (empacada por separado)
8032210200	SK-O180-S	Agitador orbital digital LED, con capacidad de 3 kg, incluye plataforma modelo SK180.4 (incluida en la caja)
8032210000	SK-O180-E	Agitador orbital económico, con capacidad de 3 kg, incluye plataforma modelo SK180.4 (incluida en la caja)