

Dispensador de botella

DispensMate

El dispensador de botella manual DispensMate de DLAB proporciona una excelente resistencia química durante el manejo de líquidos ya que sus componentes están hechos de diferentes plásticos resistentes a soluciones químicas agresivas (PTFE, FEP, BSG, PP). Con cuatro rangos de dispensación cubre el trabajo de volúmenes desde 0,5 mL hasta 50 mL. Además su facilidad de uso y mantenimiento lo vuelven un instrumento ideal para el manejo de líquidos en diferentes aplicaciones.



Ventajas para el usuario	Características
Excelente resistencia química	Componentes hechos de PTFE, FEP, BSG, PP
Diferentes opciones de volúmenes	Cubre un amplio rango de volúmenes, desde 0.5 a 50 mL
Adaptadores para un compatible con cualquier tipo de botella	Incluye diferentes adaptadores que lo hacen compatible con los tamaños de botellas más utilizados en el laboratorio
Completamente autoclavable	Esterelizable en autoclavable a 121°C

Rango de volumen ml	Graduación de volumen ml	Exactitud		CV	
		%	µl	%	µl
0.5-5	0.1	≤0.5	±25	≤0.1	5
1.0-10	0.2	≤0.5	±50	≤0.1	10
2.5-25	0.5	≤0.5	±125	≤0.1	25
5.0-50	1	≤0.5	±250	≤0.1	50

Accesorios para **DispensMate**

Cat. No.	Descripción
17000069	Adaptador S40, 45/50mm
17400017	Adaptador GL32, 45/32mm
17400018	Adaptador GL38, 45/38mm
17400019	Adaptador GL25, 32/25mm
17400020	Adaptador GL28, 32/38mm
17400021	Tubo de llenado (m)
17100073	Tubo de descarga (m)

Información de compra

Cat. No.	Descripción
7032100001	Dispensador de botella, rango de volumen de 0.5-5 mL
7032100002	Dispensador de botella, rango de volumen de 1.0-10
7032100003	Dispensador de botella, rango de volumen de 2.5-25
7032100004	Dispensador de botella, rango de volumen de 5.0-50
17400037	Botella de reactivo (color café, volumen de 1 L)