

Pipeteador manual**Levo**

El pipeteador manual Levo de DLAB es sencillo de utilizar, permite un trabajo preciso de líquidos, es robusto y ligero y adecuado para la mayoría de las pipetas de plástico y vidrio de 0,1 - 100 ml. Cuenta con un filtro hidrofóbico de 3 µm para una mayor seguridad al trabajar. Ideal para cualquier laboratorio que trabaje el manejo de líquidos.



Ventajas para el usuario	Características
Fácil manejo	Diseño ergonómico y peso ligero
Diferentes aplicaciones	Trabajo con la mayoría de pipetas de plástico y vidrio de 0.1 a 100 mL
Modelo económico	Precio accesible

Información de compra

Cat. No.	Descripción
7033201000	Levo-azul
7033202000	Levo-rojo
7033203000	Levo-verde
7022304000	Levo-amarillo
17000110	Filtro de 3.0µm, 1 pieza por paquete