

MEDIDOR DE MESA DE pH AQUASEARCHER AB23PH

Medidor de Mesa Fácil de Usar para Medir el pH y el ORP

Parámetros de Medición

pH/mV/Temperatura

Pantalla

LCD de segmentos de 5" con retroiluminación

Características del Diseño

Ajuste para 99 modos de registro de datos, parada automática y modo de punto final continuo



Gracias a su diseño intuitivo y al reconocimiento automático de búfers, AB23PH es un medidor sencillo y directo del pH.

Su gran pantalla LCD brillante con información de medición completa simplifica el funcionamiento y le permite controlar los resultados desde lejos.

Con un soporte de electrodo independiente y compacto, el AB23PH aumenta la flexibilidad de los experimentos y se adapta perfectamente a cualquier laboratorio.

| Modelo | Electrodos incluidos | Rango de Medición | Resolución de la Medición | N.º de artículo |
|----------|----------------------|--|---|-----------------|
| AB23PH-B | n/a | pH 0.00 a 14.00 pH ORP: ± 1999 mV Temperatura: 0.0 a 100.0 °C, 32.0 F a 212.0 F | pH 0.01 pH ORP: 1 mV Temperatura: 0.1 °C, 0.1 °F | 30589820 |
| AB23PH-F | ST320 pH | | | 30589821 |

| Accesorios | N.º de artículo |
|---------------------------|-----------------|
| Electrodo de pH ST320 | 83033967 |
| Electrodo de pH ST280 | 30681114 |
| Electrodo de pH ST322 | 30681113 |
| Electrodo de pH ST410 | 30656037 |
| Electrodo de pH ST420 | 30681115 |
| Soporte de Electrodo AB23 | 30661424 |
| Agitador Compacto AS20 | 30661425 |

| Accesorios | N.º de artículo |
|--|-----------------|
| Búfer de pH 1.68 (250 ml) | 30100424 |
| Búfer de pH 4.01 (250 ml) | 30100425 |
| Búfer de pH 6.86 (250 ml) | 30100426 |
| Búfer de pH 7.00 (250 ml) | 30100427 |
| Búfer de pH 9.18 (250 ml) | 30100428 |
| Búfer de pH 10.01 (250 ml) | 30100429 |
| Búfer de pH 12.45 (250 ml) | 30100440 |
| Electrolito de Referencia (3M KCl, Solución Saturada de AgCl, 30 ml) | 30059255 |
| Solución de Protección de Electrodo de pH (3M KCl, 125 ml) | 30059256 |

